

CATÁLOGO TÉCNICO

Lock-1 Spine System

Sistema del Columna Lock-1

Sistema della Colonna Lock-1

Sistema de Coluna Lock-1



Maxxion

Spine System		Sistema del Columna	Sistema della Colonna	Sistema de Coluna
38.0	Spine	Columna	Colonna	Coluna


Lock-1

Spine System

Sistema del Columna

Sistema della Colonna

Sistema de Coluna



877.Ref.
Spine Screw
Tornillo para Columna
Vite per Colonna
Parafuso para Coluna

Material




TITANIUM - Ti 6Al 4V - ELI
ISO 5832-3 / ASTM F.136

NOT STERILE / NON ESTÉRIL / NON STERILE / NÃO ESTÉRIL

Cod.	Ø (mm)	L (mm)
877.420	4,0	20,0
877.425	4,0	25,0
877.430	4,0	30,0
877.435	4,0	35,0
Cod.	Ø (mm)	L (mm)
877.525	5,0	25,0
877.530	5,0	30,0
877.535	5,0	35,0
877.540	5,0	40,0

Cod.	Ø (mm)	L (mm)
877.630	6,0	30,0
877.635	6,0	35,0
877.640	6,0	40,0
877.645	6,0	45,0
877.650	6,0	50,0
Cod.	Ø (mm)	L (mm)
877.730	7,0	30,0
877.735	7,0	35,0
877.740	7,0	40,0
877.745	7,0	45,0
877.750	7,0	50,0
877.755	7,0	55,0



877.A.Ref.
Spine Screw with Double Body
Tornillo para Columna Doble Cuerpo
Vite per Colonna Doppia Altezza
Parafuso para Coluna com Corpo Duplo

Cod.	Ø (mm)	L (mm)
877.A.630	6,0	30,0
877.A.635	6,0	35,0
877.A.640	6,0	40,0
877.A.645	6,0	45,0
877.A.650	6,0	50,0

Cod.	Ø (mm)	L (mm)
877.A.730	7,0	30,0
877.A.735	7,0	35,0
877.A.740	7,0	40,0
877.A.745	7,0	45,0
877.A.750	7,0	50,0
877.A.755	7,0	55,0

Most used products/ Productos más utilizados/
Prodotto piú utilizati/ produtos mais utilizados



MX.004/MX.005/MX.006/MX.007



75.30


Lock-1

Spine System

Sistema del Columna

Sistema della Colonna

Sistema de Coluna




877.B.Ref.
Articulated Screw
Tornillo Articulado
Vite Poliassiale
Parafuso Articulado

Material



TITANIUM - Ti 6Al 4V - ELI
ISO 5832-3 / ASTM F.136


NOT STERILE / NON ESTÉRIL / NON STERILE / NÃO ESTÉRIL



877.C.Ref.
Spine Screw Head Height
Tornillo para Columna Cabeza Alta
Vite per Colonna per Spondilolistesi
Parafuso para Coluna Cabeça Alta

Cod.	Ø (mm)	L (mm)
877.B.420	4,0	20,0
877.B.425	4,0	25,0
877.B.430	4,0	30,0
877.B.435	4,0	35,0
Cod.	Ø (mm)	L (mm)
877.B.525	5,0	25,0
877.B.530	5,0	30,0
877.B.535	5,0	35,0
877.B.540	5,0	40,0

Cod.	Ø (mm)	L (mm)
877.B.630	6,0	30,0
877.B.635	6,0	35,0
877.B.640	6,0	40,0
877.B.645	6,0	45,0
877.B.650	6,0	50,0
Cod.	Ø (mm)	L (mm)
877.B.730	7,0	30,0
877.B.735	7,0	35,0
877.B.740	7,0	40,0
877.B.745	7,0	45,0
877.B.750	7,0	50,0
877.B.755	7,0	55,0



877.D.Ref.
Spine Screw Head Height Double Body
Tornillo para Columna Cabeza Alta Doble Cuerpo
Vite per Colonna per Spondilolistesi Doppia Altezza
Parafuso para Coluna Cabeça Alta Corpo Duplo

Most used products/ Productos más utilizados
Prodotto più utilizzati/ produtos mais utilizados

Cod.	Ø (mm)	L (mm)
877.C.635	6,0	35,0
877.C.640	6,0	40,0
877.C.645	6,0	45,0

Cod.	Ø (mm)	L (mm)
877.D.635	6,0	35,0
877.D.640	6,0	40,0
877.D.645	6,0	45,0



MX.004/MX.005/MX.006/MX.007



75.30


Lock-1

Spine System

Sistema del Columna

Sistema della Colonna

Sistema de Coluna




877.Ref.P
Spine Screw
Tornillo para Columna
Vite per Colonna
Parafuso para Coluna

Material



TITANIUM - Ti 6Al 4V - ELI
ISO 5832-3 / ASTM F.136


STERILE / ESTÉRIL / STERILE / ESTÉRIL



877.A.Ref.P
Spine Screw with Double Body
Tornillo para Columna Doble Cuerpo
Vite per Colonna Doppia Altezza
Parafuso para Coluna Corpo Duplo

Cod.	Ø (mm)	L (mm)
877.630.P	6,0	30,0
877.635.P	6,0	35,0
877.640.P	6,0	40,0
877.645.P	6,0	45,0
877.650.P	6,0	50,0

Cod.	Ø (mm)	L (mm)
877.A.630.P	6,0	30,0
877.A.635.P	6,0	35,0
877.A.640.P	6,0	40,0
877.A.645.P	6,0	45,0
877.A.650.P	6,0	50,0



877.B.Ref.P
Articulated Screw
Tornillo Articulado
Vite Poliassiale
Parafuso Articulado

Cod.	Ø (mm)	L (mm)
877.B.630.P	6,0	30,0
877.B.635.P	6,0	35,0
877.B.640.P	6,0	40,0
877.B.645.P	6,0	45,0
877.B.650.P	6,0	50,0




MX.004/MX.005/MX.006/MX.007



75.30

Lock-1



878.Ref.
Pedicular Screw
Tornillo Pedicular
Vite Peduncolare
Parafuso Pedicular



878
Pedicular Hook
Gancho Pedicular
Gancio Peduncolare
Gancho Pedicular



878.A
Thoracic Laminar Hook
Gancho Laminar Torácico
Gancio Laminare Toracico
Gancho Laminar Torácico



878.B
Transverse Process Hook
Gancho para Processo Transverso
Gancio per Processo Trasverso
Gancho para Processo Transverso



878.C
Lumbar Laminar Hook
Gancho Laminar Lombar
Gancio Laminare Lombare
Gancho Laminar Lombar



878.D
Thoracic Angled Hook
Gancho Oblíquo Torácico
Gancio Obliquo Toracico
Gancho Oblíquo Torácico



878.E
Thoracic Angled Hook
Gancho Oblíquo Torácico
Gancio Obliquo Toracico
Gancho Oblíquo Torácico



878.F
Thoracic Off-set Hook
Gancho Torácico Off-set
Gancio Toracico Off-set
Gancho Torácico Off-set



878.G
Thoracic Off-set Hook
Gancho Torácico Off-set
Gancio Toracico Off-set
Gancho Torácico Off-set

Material



TITANIUM - Ti 6Al 4V - ELI
ISO 5832-3 / ASTM F.136

NOT STERILE / NON ESTÉRIL / NON STERILE / NÃO ESTÉRIL

Cod.	L (mm)
878.16	16
878.18	18
878.20	20
878.22	22

Most used products/ Productos más utilizados
Prodotto più utilizzati/ produtos mais utilizados



MX.004/MX.005/MX.006/MX.007




75.30


Lock-1



877.1
Lock Screw
Tornillo Traba
Vite Travetto
Parafuso Trava




879.Ref.
Longitudinal Rod Ø6,0mm
Barra Longitudinal Ø6,0mm
Barra Longitudinale Ø6,0mm
Barra Longitudinal Ø6,0mm



879.A.Ref.
Transversal Rod
Barra Transversal
Barra Trasversale
Barra Transversal



879.B
Rod Connector
Connector de Barras
Raccordo della Barra
Conector de Barras



879.C
Open Rod Connector
Connector de Barras Abierto
Raccordo della Barra Aperto
Conector de Barras Aberto



Spine System

Sistema del Columna

Sistema della Colonna

Sistema de Coluna

Material



TITANIUM - Ti 6Al 4V - ELI
ISO 5832-3 / ASTM F.136


NOT STERILE / NON ESTÉRIL / NON STERILE / NÃO ESTÉRIL

Cod.	L (mm)
879.40	40
879.45	45
879.50	50
879.55	55
879.60	60
879.65	65
879.70	70
879.75	75
879.80	80
879.85	85
879.90	90
879.95	95
879.100	100
879.105	105
879.110	110
879.115	115
879.120	120
879.130	130

Cod.	L (mm)
879.140	140
879.150	150
879.160	160
879.170	170
879.180	180
879.190	190
879.200	200
879.250	250
879.300	300
879.350	350
879.400	400
879.450	450
879.500	500

Cod.	L (mm)
879.A.30	30
879.A.35	35
879.A.40	40
879.A.45	45
879.A.50	50
879.A.60	60
879.A.65	65
879.A.70	70
879.A.75	75
879.A.90	90
879.A.110	110

Most used products/ Productos más utilizados
Prodotto piu utilizzati/ produtos mais utilizados



880.Ref.
Lateral Connector
Connector Lateral
Raccordo Laterale
Conector Lateral

Cod.	L (mm)
880.15	15
880.20	20
880.25	25



880.A
Axial Straight Connector
Prolongador Axial Reto
Raccordo Assiale Retto
Prolongador Axial Reto



880.B
Spiked Washer
Arandela Dentada
Rondella Dentada
Arruela Dentada



MX.004/MX.005/MX.006/MX.007



75.30



Gi.Bi.a.s. Di Bisegna Tatiana
Via R. Lanciani, 26 - Tivoli - Roma - Italy
P. IVA 05513281005 - 39 0774 33 3997