



Ref.	Código	QTD.
11	MX.209.1.X5.6	1
10	MX.209.1.X5.5	1
9	MX.209.1.X5.4	1
8	MX.209.1.X5.3	1
7	MX.209.1.X5.2	1
6	MX.209.1.X5.1	1
5	MX.209.1.X3.3	1
4	MX.209.1.X3.2	1
3	MX.209.1.X3.1	3
2	MX.235.1.20	4
1	MX.235.1.19	2

REFERENCIA PARA MONTAGEM

Caixa Grande (BASE - D532410) 106203
 Intermediaria (INSERTO 151223) 106207
 Tampa para Base (C5324) 106205

TOLERÂNCIAS INDICADAS	Sim	Empe em bruto
10 ± 0.2	10.0 ± 0.2	10.00 ± 0.02
10 ± 1	10.0 ± 0.1	10.00 ± 0.01
10 ± 0.5	10.0 ± 0.05	10.00 ± 0.005

REF QTD	DESCRIÇÃO	DESENHO	MATERIAL	DIMENSÕES	PESO
DESCRIÇÃO: GAVETA DE INSTRUMENTAIS PARA ENDOPRÓTESE FEMORAL					
ACABAMENTO: Acetinado			TRATAMENTO: <input type="checkbox"/> Passado		
USADO EM: Instrumental para Prótese e Endoprótese					
DES: HELIER 08/03		CONF: CLEBER 08/03		APROV: SIMEY 08/03	
1:1		ESCALA		SUBMATERIAL: SUB	
1:1		N		MX.209.1.X3	