



Ref.	Código	QTD.
8	MX.209.1.X5.6	1
7	MX.209.1.X5.5	1
6	MX.209.1.X5.4	1
5	MX.209.1.X5.3	1
4	MX.209.1.X5.2	1
3	MX.209.1.X5.1	1
2	MX.235.1.20	2
1	MX.235.1.19	2

REFERÊNCIA PARA MONTAGEM

Caixa Grande (BASE - D532410) 106203  
 Intermediaria (INSERTO 151223) 106207  
 Tampa para Base (C5324) 106205

TOL.	INDICADA	INDICADA	INDICADA	INDICADA
10 ± 2	10,0 ± 0,2	10,00 ± 0,02	10,000 ± 0,002	10,0000 ± 0,0002
10 ± 1	10,0 ± 0,1	10,00 ± 0,01	10,000 ± 0,001	10,0000 ± 0,0001
10 ± 0,5	10,0 ± 0,05	10,00 ± 0,005	10,000 ± 0,0005	10,0000 ± 0,00005

REF / QTD	DESCRIÇÃO	DESENHO	MATERIAL	DIMENSÕES	PERFIL
	GAVETA DE INSTRUMENTAIS PARA ENDOPRÓTESE UMERAL		Rodel		14 Vite cônico
	ACABAMENTO Acetinado				Vite cônico
	USADO EM Instrumental para Prótese e Endoprótese				
	BAUHER	DES: HELBER	08/13		
		CONF: CLEBER	08/13		
		APROV: SIMY	08/13		
				ESCALA	
				1:1	
					MX.209.1.X5