


3.5 / 4.0 mm

**Straight Plate  
One-Third Tubular Plate and  
Auto Compression Small Plate**



Placa Recta  
Placa Semi Tubular 1/3  
Pequeña de Auto Compresión

**Placca Dritta  
Placa Semitubolare 1/3 e  
Picola di Autocompressione**


Placa Reta  
Placa Semi-Tubular 1/3 e  
Pequena de Auto-Compressão



2100



2108



Material



INOX  
ISO 5832-1 / ASTM F 138

NOT STERILE / NO ESTÉRIL / NON STERILE / NÃO ESTÉRIL

Cod.	Holes Agujeros Fori Furos	L (mm)
2100.2	2	25
2100.3	3	37
2100.4	4	49
2100.5	5	61
2100.6	6	73
2100.7	7	85
2100.8	8	97
2100.9	9	109
2100.10	10	121

Cod.	Holes Agujeros Fori Furos	L (mm)
2108.2	2	25
2108.3	3	37
2108.4	4	49
2108.5	5	61
2108.6	6	73
2108.7	7	85
2108.8	8	97
2108.9	9	109
2108.10	10	121
2108.12	12	145

Must used products / Productos más utilizados/  
Prodotto più utilizzati / Produtos mais utilizados

- To use with 3.5 mm cortex/cancellous screws and 4.0 mm cancellous screws
- Para usar con tornillos cortical/esponjoso de 3.5 mm y tornillo esponjoso de 4.0 mm
- Per usare con vite corticale e spugnosa di 3.5 mm e vite spugnosa di 4.0 mm
- Para uso com parafuso cortical e esponjoso de 3.5 mm e parafuso esponjoso de 4.0 mm



CG.177.1 / CG.177.2