

CATALOGUE OF INSTRUMENTS

Internal Fixation

Fijación Interna

Fissazione Interna

Fixação Interna




TRAYS / BANDEJAS / VASSOI / BANDEJAS

TRAUMA / Trauma / Trauma / Trauma

INSTRUMENTS / INSTRUMENTALES / STRUMENTI / INSTRUMENTAIS

CG.15	04 - 05
CG.50	06 - 07
CG.51	08 - 09
CG.52	10 - 11
CG.81	12 - 13
CG.84	14 - 15
CG.91	16 - 17
CG.92	18 - 19
CG.93	20 - 21
CG.96	22 - 23
CG.97	24 - 25
CG.177.2	26 - 27
CG.178.3	28 - 28
CG.178.4	30 - 31



CG.50


Interference Screw Tray

Gaveta para Tornillos de Interferencia

Cassetta per Viti di Interferenza

Gaveta para Parafuso de Interferência

Code	Qty.	Description	Descripción	Descrizione	Descrição
8185.A	1	Jacob's Chuck 5/32"	Mandril Jacobs 5/32"	Mandrino Jacob's 5/32"	Mandril Jacob's 5/32"
FG.7	5	Guide Wire	Hilo Guía	Filo di Guida	Fio Guia
FR.5.8	1	Cannulated Reamer Ø 8mm	Fresa Canular Ø 8mm	Fresa Cannula Ø 8mm	Fresa Canulada Ø 8mm
FR.5.9	1	Cannulated Reamer Ø 9mm	Fresa Canular Ø 9mm	Fresa Cannula Ø 9mm	Fresa Canulada Ø 9mm
FR.5.10	1	Cannulated Reamer Ø 10mm	Fresa Canular Ø 10mm	Fresa Cannula Ø 10mm	Fresa Canulada Ø 10mm
FR.5.11	1	Cannulated Reamer Ø 11mm	Fresa Canular Ø 11mm	Fresa Cannula Ø 11mm	Fresa Canulada Ø 11mm
GS.21.8	1	Femoral Iso Guide	Guía Iso Femoral	Guida Iso Femorale	Guia Iso Femoral
GS.21.9	1	Femoral Iso Guide	Guía Iso Femoral	Guida Iso Femorale	Guia Iso Femoral
GS.21.10	1	Femoral Iso Guide	Guía Iso Femoral	Guida Iso Femorale	Guia Iso Femoral
GS.21.11	1	Femoral Iso Guide	Guía Iso Femoral	Guida Iso Femorale	Guia Iso Femoral
IP.10	1	LCA Tibial Depth Resection Guide	Palpador LCA para Tibia	Palpatore LCA per Tibia	Apalpador LCA para Tibia
IP.11	1	LCP Tibial Depth Resection Guide	Palpador LCP para Tibia	Palpatore LCP per Tibia	Apalpador LCP para Tibia
IP.12	1	LCP Femur Depth Resection Guide	Palpador LCP para Fémur	Palpatore LCP per Tibia	Apalpador LCP para Fémur
IP.13	1	Angle Guide	Angulador	Guida Angolare	Angulador
IP.14.10	1	Tibial Plug Ø 10mm	Plug Tibial Ø 10mm	Plug per Tibia Ø 10mm	Plug Tibial Ø 10mm
IP.14.11	1	Tibial Plug Ø 11mm	Plug Tibial Ø 11mm	Plug per Tibia Ø 11mm	Plug Tibial Ø 11mm
RP.4	1	Straight Curette	Cureta Recta	Curetta Dritta	Cureta Reta
RP.6	1	Tibial Angled Rasp	Raspador Angulado para Tibia	Raschiatore Angolare per Tibia	Raspa Angulada para Tibia
RP.7	1	Straight Rasp	Raspador Recto	Raschiatore Dritto	Raspa Reta



CG.51

Interference Screw Tray

Gaveta para Tornillos de Interferencia

Cassetta per Viti di Interferenza

Gaveta para Parafuso de Interferência

Code	Qty.	Description	Descripción	Descrizione	Descrição
EX.4.5	1	Tendon Stripper Ø 5mm	Tendón Stripper Ø 5mm	Tirante Stripper Ø 5mm	Tendão Stripper Ø 5mm
EX.4.7	1	Tendon Stripper Ø 7mm	Tendón Stripper Ø 7mm	Tirante Stripper Ø 7mm	Tendão Stripper Ø 7mm
EX.4.9	1	Tendon Stripper Ø 9mm	Tendón Stripper Ø 9mm	Tirante Stripper Ø 9mm	Tendão Stripper Ø 9mm
GS.20	1	L.C.P. Passer	Pasador de L.C.P.	Passatore di L.C.P.	Passador de L.C.P.
IP.17	1	Popliteal Protector	Protector para Poplíteo	Prottetore per Popliteo	Protetor para Poplíteo
RP.3	1	Tibial Posterior Curette	Cureta Posterior para Tibia	Curetta Posteriore per Tibia	Cureta Posterior para Tibia
RP.5	1	Tibial Posterior Rasp	Raspador Posterior para Tibia	Raschiatore Posteriore per Tibia	Raspa Posterior para Tíbia

